

# Telematik Symbole zeigen Fehler

Wenn die Symbole im oberen Linken Bereich nicht mehr grün sind, ist ggf. keine Annahme von E-Rezepten mehr möglich.



Das unterste Symbol kann manchmal die gelbe Statusfarbe erhalten. Dieser Zustand beeinträchtigt die Arbeit nicht und kann zunächst ignoriert werden.



Um schnell wieder betriebsbereit zu sein, können zunächst folgende Schritte durchgeführt werden. Nach jedem Schritt sollte etwas gewartet werden um zu prüfen ob das System wieder funktionsfähig ist.

## Neustart des Terminals mit SMCB-Karte

Starte das Kartenterminal, welches die SMC-B Karte enthält, neu. Eine Anleitung für den Neustart wurde von Aposoft im Helpdesk veröffentlicht.

[Hier die Anleitung für Ingenico-Orga-Kartenterminal](#)

[Hier die Anleitung für Cherry TI-Kartenterminal](#)

[Hier die Anleitung für Cherry eGK Tastatur-Kartenterminal](#)

Wenn nach kurzer Wartezeit kein Erfolg erzielt wurde, fahre bitte mit dem nächsten Schritt fort.

## Konnektor Neustarten

Der Konnektor befindet sich normalerweise in der Nähe des Internet-Routers im Serverschrank. Es gibt verschiedene Modelle.



Bei manchen Anbietern kann der Konnektor auch im Rechenzentrum des Anbieters stehen. Hier kann der Neustart ggf. nicht selbst durchgeführt werden.

[Hier die Anleitung für die TI-Gateway von Curenect](#)

[Hier die Anleitung für den Secunet EinboxKonnektor](#)

[Hier eine Anleitung für die KoCoBox](#)

Der Neustart des Konnektors dauert etwas länger als der Neustart eines Terminals. Man muss mehrere Minuten warten bevor das System wieder funktioniert. Andernfalls mit dem nächsten Schritt fortfahren.

## Aposoft Systemneustart

[Hier die Anleitung für den kompletten Systemneustart von Aposoft](#)

From:  
<https://www.aposoft-wiki.de/> - **Aposoft Wiki**

Permanent link:  
[https://www.aposoft-wiki.de/doku.php?id=e-rezept:telematik\\_symbole\\_zeigen\\_fehler&rev=1749725404](https://www.aposoft-wiki.de/doku.php?id=e-rezept:telematik_symbole_zeigen_fehler&rev=1749725404)

Last update: **2025/06/12 10:50**

